

New**最新型ペルチェ搭載****Bioer Technology**

LifeECO ver.2.0

新バージョン特別価格キャンペーン

期間：2016年10月1日～2017年3月31日受注分まで

保証期間

3 安心の
年間

耐久性UP!

※最新型ペルチェで耐久性向上


■ ヒートリッド

オイルフリーの操作が可能で、圧力の調節もできることから様々な消耗品（フラットキャップ、ドームキャップにも）に対応



■ 液晶タッチスクリーン

- ・日本製5.7インチ大型カラータッチスクリーン（解像度640×480/262kカラー）
- ・感应式でグローブをしていても操作可能！



■ USBインターフェース

USB を使用することで無制限のプロトコルに対応可能

**New**

サーマルサイクラー

LifeECO ver.2.0

Cat.No. **TC-96GHbC** キャンペーン価格（税抜）
定価 ¥503,000 → **¥320,000**

グラジェント
機能付

日本語
対応!

デモ
受付中



対応チューブ・プレート	・96ウェルPCRプレート ・0.2mlチューブ×96 ・8連チューブ×12ストリップ
冷却システム	ペルチェ
ディスプレイ	5.7インチ液晶ディスプレイ、タッチスクリーン（感应式）
温度範囲	4℃～105℃
ランプ・レート（温度上昇速度）	最高4℃/秒（0.1～4℃ 調節可能）
ランプ・レート（温度下降速度）	最高4℃/秒（0.1～4℃ 調節可能）
温度均一性	±0.5℃
温度精度	±0.5℃
温度制御モード	ブロックモード/チューブモード
メモリー（プログラム保存数）	>250（一般的なプログラム）
最大サイクル数	99（ネステッドPCRに最適）
タイムアップ/ダウン	0～9分59秒（ロングPCRに最適）
温度アップ/ダウン	0.1～9.9℃（タッチダウンPCRに最適）

自動停止/電源保護機能	搭載
ソーク機能	搭載
グラジェント幅	30℃～105℃
グラジェント温度差	1℃～30℃
ヒートリッド温度範囲	30℃～110℃
ヒートリッドの高さ	段差なしアジャストメント
ヒートリッドの自動シャットダウン機能	ブロック温度が設定温度を下回った時またはランの終了後に、ヒートリッドが自動的にシャットダウンします。
ポート	USB
通信インターフェース	USB
入力電源	100 - 240V, 50 - 60Hz
消費電力	600W
サイズ（W×D×H）	260×335×270mm
重量	10kg
Certification	CE / RoHS / MET

関連製品情報

0.2ml シングル PCRチューブ

ドーム
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-021D	1,000本/袋	¥2,400

フラット
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-021F	1,000本/袋	¥2,400

0.2ml 8連PCRチューブ+キャップ

ドーム
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-028DC	120ストリップ/袋	¥4,800

フラット
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-028FC	120ストリップ/袋	¥4,800

0.2ml キャップー体型 8連PCRチューブ

ドーム
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-088WD	120ストリップ/袋	¥5,000


フラット
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-088WF	120ストリップ/袋	¥5,000

0.2ml / 96well PCRプレート 〈ノンスカート〉


FastGene™



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-1702	25枚/箱	¥4,500 @¥180

0.2ml / 96well PCRプレート 〈ノンスカート〉


FastGene™



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-1742	25枚/箱	¥6,100 @¥244

0.2ml / 96well PCRプレート 〈セミスカート〉

titude®



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
4ti-0760	50枚/箱	¥13,500

0.2ml / 96well PCRプレート 〈セミスカート〉

titude®



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
4ti-0770/C	50枚/箱	¥15,000

キャンペーン期間：お問い合わせください

FastGene™ キャップ イージー Cap easy

余分な力は一切不要。使えば分かる便利さ！
日常の実験作業効率を格段にアップさせる
手動のキャッパー・デキャッパー



■ 当社推奨PCRチューブ型番

FG-028DC
FG-028FC
FG-0028DC/SE
FG-0028FC/SE

キャップはフラットキャップ、ドームキャップ、
両方とも使用可能
※ロープロファイル 0.1mL PCRチューブ（ファ
スト用等）、キャップー体型8連PCRチューブ
には使えません。

Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-CDC01	1個	¥15,000

0.1ml / 96well ファストプレート 〈セミスカート〉

Sorenson™
BioScience, Inc.



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
38800	25枚/箱	¥7,000 @¥280

Genetics 日本ジェネティクス株式会社

http://www.n-genetics.com ✉ info@genetics-n.co.jp

本 社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
Tel. 03 (3813) 0961 Fax. 03 (3813) 0962

西日本 営業所 〒600-8491 京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地 ムーンバットビル6F
Tel. 075 (353) 8855 Fax. 075 (353) 8858

本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。仕様は2016年9月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

10PR1609C40K